

PlasmaPro

Fusion Cold & Hot 2 в 1 Плазма

PS30

Обновите протоколы лечения — единственный аппарат холодной и горячей плазмы, который легко интегрируется в любую эстетическую или дерматологическую практику




Принцип работы

PlasmaPro испускает контролируемый электрический заряд через прецизионные зонды, обеспечивая неинвазивное или минимально инвазивное лечение.

При активации аппарат создает локальную термокоагуляцию (подобно микроскопической электрической дуге), не повреждая окружающие ткани. Это стимулирует активность фибробластов, вызывая мгновенное подтягивание кожи и усиливая выработку коллагена, необходимого для ее обновления.

Стадии заживления ран



Компоненты машин

С 11 лечебными зондами



Использование с гелием
или аргоном, по желанию



Лечебный наконечник

Точная конструкция внутренних компонентов
обеспечивает непревзойденную устойчивость
ручки.



1

Уход за кожей лица

- Тонкие линии и морщины
- Акне и пятна
- Регенерация (восстановление)
- Неровности кожи (восстановление коллагена)
- Расширенные поры и неровности
- Пигментация, мелазма
- Воспаления лица (стерилизация и дезинфекция)

2

Уход за кожей тела

- Пигментация (возрастные пятна)
- Гипертрофические/келоидные рубцы (шрамы)
- Подтяжка кожи и улучшение внешнего вида тела (решение проблемы обвисания кожи после похудения)
- Растяжки (растяжки, следы от ожирения)
- Омоложение кожи (регенерация кожи)
- Воспаление кожи (стерилизация и дезинфекция)



Дерма Генезис



- Омоложение кожи:

Тонкие иглы стимулируют выработку коллагена, способствуя обновлению кожи и уменьшению морщин.

- Уменьшение рубцов:


Эффективно уменьшает шрамы от угревой сыпи и ожогов

- Укрепление и эластичность:

Подтягивает обвисшую кожу и повышает ее эластичность, придавая ей более упругий и свежий вид.



Наконечник
насадки



Наконечник
плазменной струи

Укрепление и коррекция формы лица

- **ЗАТЯЖКА:**


Utilizes cold plasma combined with microneedling to rejuvenate the skin, tighten, and improve elasticity while reducing wrinkles.

- **ШЛИФОВКА:**

Effectively addresses sun spots, age spots, cellulite, stretch marks, and scars by renewing the skin's surface



Наконечник
плазменного ролика



Дермаплазменный
наконечник



- **Озоновая плазма** (упругость и подтяжка):

Формула двойного действия повышает эластичность кожи и подтягивает обвисшие ткани, обеспечивая оптимальные результаты при точных процедурах, таких как подтяжка шеи/веков и контурная пластика живота.

- **Алмазная плазма** (дезинфекция и лечение):

Глубоко очищает и восстанавливает поврежденную кожу, ускоряя заживление таких стойких состояний, как белые пятна, грибок стоп и прыщи, благодаря научно обоснованной лечебной технологии.



Озоновая плазма



Алмазная плазма

Неабляционная технология термоядерного синтеза

- Омоложение кожи:

Усиливает омоложение за счет повышения выработки коллагена, уменьшения морщин, улучшения текстуры кожи и повышения впитываемости сыворотки.

- Антибактериальное и противовоспалительное действие:

Насадки Hyper Plasma Tips обладают преимуществами, которые помогают контролировать инфекции, способствуют заживлению ран и ожогов, а также поддерживают стерильность зоны лечения.

- Подтяжка и укрепление кожи:

Стимулирует синтез коллагена и эластина для подтяжки кожи, повышения ее упругости и общего здоровья кожи.



Hyper Plasma A



Hyper Plasma B

Преимущества



Плазменная система 2-в-1

Первая на рынке двухрежимная плазменная система — сочетает холодную и горячую плазму с работой как с газом, так и без газа.



Мультитерапевтическая система

11 профессиональных лечебных насадок для различных клинических задач. Запатентованная конструкция многоразового использования минимизирует расход расходных материалов и значительно снижает стоимость лечения.



Расширенная функция безопасности

Наша система фильтрации озона нейтрализует патогенные микроорганизмы, сводя к минимуму количество бактерий на поверхности кожи, что обеспечивает более безопасную процедуру.




Безопасно и неинвазивно

Безопасная, неинвазивная процедура с быстрым восстановлением и низким риском пигментации. Достаточно проста в исполнении косметолога.



Реальные отзывы клиентов

Повысьте свой уровень практики с помощью
новейших технологий холодной плазмы



Параметр

Бренд:	Plasma Pro TM
Модель:	PS30
Отображать:	12-дюймовый интерактивный экран
Режим работы:	Непрерывный режим, Импульсный режим
Газовая плазма:	Гелий или аргон, по желанию
Напряжение:	110В-220В
Размер упаковки:	55*49*46см
Вес нетто:	12 кг
Вес брутто:	24 кг



www.winkonlaser.com



OEM и ODM

✓ Комплексные индивидуальные услуги разработки

✓ Глобальный контроль соответствия

✓ Передовые исследования и Capabilities

✓ Строгий контроль качества

